


FICHA TÉCNICA MASCARILLA QUIRÚRGICA


NOMBRE COMERCIAL	MASCARILLA QUIRÚRGICA CON GOMAS RADEX - MQRADEX001G MASCARILLA QUIRÚRGICA CON CINTAS RADEX - MQRADEX002C
FABRICANTE	GRAFOPLAS DEL NOROESTE, S.A.
PRODUCTO	MASCARILLA QUIRÚRGICA TIPO IIR
REFERENCIAS Y COLORES	85005020 (GOMAS VERDE) - 85005030 (GOMAS AZUL) - 85005053 (GOMAS ROSA) - 85005070 (GOMAS BLANCO) - 85005120 (CINTAS VERDE)
COMPOSICIÓN	- CAPA EXTERIOR: PP Nonwoven Spunbond 175mm - CAPA INTERIOR: PP Nonwoven Spunbond 195mm - TIRA DE REFUERZO: PP Nonwoven Spunbond 20mm - CAPA INTERMEDIA: PP Meltblown 175mm - SUJECIÓN GOMAS: Face mask Straps 3,5mm - AJUSTADOR NASAL: Mask Bone 3,4mm Libre de Grafeno.
DESCRIPCIÓN	Mascarilla quirúrgica de 3 capas, con refuerzos laterales, adaptador moldeable en parte superior, resistente a fluidos y de 175 mm de ancho por 95 mm de alto. Sujeción por gomas o por cintas, según referencia. Libre de látex, fibra de vidrio y sustancias tóxicas. Material Hipoalergénico
PRESENTACIÓN	Envase de 50 unidades (5 paquetes de 10 unidades)
ENVASE	Folding reverso blanco con plastificado exterior antibacterias
CONSERVACIÓN	Conserve las mascarillas en ambiente seco y fresco
PRECAUCIONES	- No use si el envase está dañado. - Vea las instrucciones de uso. - No reutilice. Deseche después de 6/8 horas.
INSTRUCCIONES DE USO	- Lave las manos con agua y jabón. - Sujete la mascarilla por los laterales. - Ajuste a la nariz y cubra la barbilla. - Retire sujetando los laterales y deseche según normativa.
CERTIFICACIÓN	Las mascarillas no estériles están incluidas en la CLASE I, según el Reglamento 2017/745 de 5 de abril de 2017 sobre los Productos Sanitarios. Cumplen con los requerimientos de la NORMA UNE-EN14683:2019+AC:2019 Según Ensayo realizado por EUROFINs: MASCARILLA TIPO IIR

REQUISITOS NORMA UNE-EN 14683:2019 + AC Y RESULTADOS DEL ENSAYO DE LAS MASCARILLAS RADEX

ENSAYO	CLASIFICACIÓN	TIPO I	TIPO II	TIPO IIR	RADEX
FILTRACIÓN BACTERIANA (BFE)	(%)	≥95	≥98	≥98	98,09
PRESIÓN DIFERENCIAL	Pa/cm2	< 40	< 40	< 60	44,6
RESISTENCIA A LAS SALPICADURAS	KPa	NR	NR	16	OK
LIMPIEZA MICROBIANA	UFC/g	≤30	≤30	≤30	<30